MANTENIMIENTO E HIGIENE

1. Vaciar el recipiente después de cada uso.
2. Lavar con agua y jabón.
3. Desinfectar regularmente.
4. Secar completamente antes de guardar.
5. Revisar estructura y puntos de plegado



MEDIDAS DE SEGURIDAD

⚠️ No usar en superficies inestables o resbalosas.
⚠️ No exceder el peso máximo recomendado.
⚠️ Verificar que esté completamente desplegado antes de usar.
⚠️ Supervisar en personas con dependencia.
⚠️ Evitar movimientos bruscos durante el uso.
⚠️ No utilizar si presenta daños estructurales.



GS GOBIERNO DE SANTIAGO

GUÍA USO BAÑO PORTÁTIL PLEGABLE



CUIDANDO a quienes CUIDAN

¿QUÉ ES?

Es un dispositivo sanitario portátil y plegable, diseñado para facilitar la eliminación en personas con movilidad reducida o dificultad para acceder al baño convencional.

📌 **Función principal**

Permitir una eliminación segura, higiénica y accesible, reduciendo el riesgo de caídas y traslados inseguros.

Características principales:

✔️ Estructura plegable, liviana y resistente.
✔️ Asiento cómodo y seguro.
✔️ Recipiente removible para fácil vaciado.
✔️ Fácil limpieza y transporte.
✔️ Uso en dormitorio, baño o exteriores.

PARTES Y FUNCIONES

- **Asiento:** Permite una posición cómoda y segura.
- **Estructura plegable:** Permite guardar y transportar fácilmente.
- **Recipiente (balde):** Recolecta los desechos de forma higiénica.
- **Tapa (según modelo):** Disminute olores y mejora la higiene.
- **Gomas antideslizantes:** Aportan estabilidad durante el uso.

💡 *Se recomienda el uso de bolsa o desinfectante en el recipiente para mejor higiene.*

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desplegar completamente el dispositivo.
2. Ubicar en una superficie firme y nivelada.
3. Verificar estabilidad antes de usar.
4. Colocar el recipiente correctamente.
5. Asistir al usuario/a si es necesario.
6. Retirar, limpiar y desinfectar el recipiente después de cada uso.
7. Plegar y guardar si corresponde

